

红细胞裂解液(10X),改良型

产品编号: MA0207 规格: 100ML/瓶

产品内容

产品组成	MA0207
红细胞裂解液(10X),改良型	100ML/瓶
说明书	1份

产品简介

本裂解液是一种用于从人或鼠等的血液或组织样品中裂解并去除无核红细胞的溶液。

本裂解液配方经过优化,在裂解红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞或其它有细胞核的细胞。

本裂解液的主要有效成分为氯化铵。

本裂解液不适用于有核红细胞的裂解,例如鸟或禽类的红细胞。

本裂解液经过无菌处理,是10倍浓缩的储液,使用时需用去离子水稀释10倍至1×工作液后再使用。1×工作液使用前预热至室温。

本裂解液处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的原代培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析 and 检测。

使用方法

(一) 对于组织细胞样品

1. 新鲜组织经过胶原酶或胰酶等消化处理,通过适当方法分散成细胞悬液,离心弃上清。
2. 将10×红细胞裂解液用去离子水稀释至1×工作液,加入3-5倍细胞体积的1×红细胞裂解液,轻轻吹打混匀,裂解1-2分钟。例如细胞沉淀的体积为1ml,则加入3-5ml的1×红细胞裂解液。本步骤在室温或4℃操作均可。
3. 400-500g离心5分钟,弃红色上清。4℃离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全,可以重复上述步骤2和步骤3一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
5. 洗涤1-2次:加入适量PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液,重悬沉淀,400-500g离心2-3分钟,弃上清。可再重复1次,共洗涤1-2次。洗涤液的用量通常应至少为细胞沉淀体积的5倍。4℃离心效果更佳。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。



（二）对于组织细胞样品无需洗涤的快速操作步骤

1. 新鲜组织经过胶原酶或胰酶等消化处理，通过适当方法分散成细胞悬液，离心弃上清。
2. 将 10×红细胞裂解液用去离子水稀释至 1×工作液，对于 0.2ml 细胞沉淀加入 1ml 1×红细胞裂解液，轻轻吹打混匀，裂解 1-2 分钟。本步骤在室温或 4℃操作均可。
3. 加入 15-20ml PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，混匀。
4. 400-500g 离心 5 分钟，弃红色上清。4℃离心效果更佳。
5. 如果发现红细胞裂解不完全，可以重复上述步骤 2 和步骤 3 一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

（三）对于血液样品

1. 取新鲜抗凝血，400-500g 离心 5 分钟，离心弃上清。
2. 将 10×红细胞裂解液用去离子水稀释至 1×工作液，加入 6-10 倍细胞体积的 1×红细胞裂解液，轻轻吹打混匀，裂解 1-2 分钟。例如细胞沉淀的体积为 1ml，则加入 6-10ml 的 1×红细胞裂解液。本步骤在室温或 4℃操作均可。注意：对于鼠的血液，裂解 1-2 分钟已经足够，对于人的外周血，宜延长裂解时间至 4-5 分钟，并且裂解过程中宜适当偶尔摇动以促进红细胞裂解。
3. 400-500g 离心 5 分钟，弃红色上清。4℃离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全，可以重复上述步骤 2 和步骤 3 一次。通常极微量的红细胞不会影响后续的一些检测。
5. 洗涤 1-2 次：加入适量 PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，重悬沉淀，400-500g 离心 2-3 分钟，弃上清。可再重复 1 次，共洗涤 1-2 次。洗涤液的用量通常应至少为细胞沉淀体积的 5 倍。4℃离心效果更佳。
6. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

注意：对于微量或少量的血液样品，可以在第一步中不进行离心弃上清的操作，直接在第二步中加入 10 倍血液体积的 1×红细胞裂解液，并在室温或 4℃裂解 4-5 分钟。对于鼠的血液，裂解 4-5 分钟已经足够，对于人的外周血，宜延长裂解时间至 10 分钟，但通常不宜超过 15 分钟，并且裂解过程中宜适当偶尔摇动以促进红细胞裂解。后续步骤相同。

（四）对于血液样品无需洗涤的快速操作步骤

1. 将 10×红细胞裂解液用去离子水稀释至 1×工作液，每 1ml 新鲜抗凝血中加入 10ml 1×红细胞裂解液，轻轻吹打混匀，裂解 4-5 分钟。本步骤在室温或 4℃操作均可。注意：对于鼠的血液，裂解 4-5 分钟已经足够，对于人的外周血，宜延长裂解时间至 10 分钟，但通常不宜超过 15 分钟，并且裂解过程中宜适当偶尔摇动以促进红细胞裂解。
2. 加入 20-30ml PBS、HBSS、生理盐水或无血清培养液，混匀。
3. 400-500g 离心 5 分钟，弃红色上清。4℃离心效果更佳。
4. 如果发现红细胞裂解不完全，可以重复上述步骤 2 和步骤 3 一次。通常极微量的红细胞不会影响



后续的一些检测。

5. 根据实验需要用适当溶液重悬细胞沉淀后即可进行计数等后续实验。

说明：对于常规步骤，多一步洗涤过程的离心，但可以节省洗涤液的用量，并且洗涤效果也更好一些，同时不需要大体积的离心管。快速步骤少了一次离心，但洗涤效果略差一些，同时需要大体积的离心管。

保存条件

2~8℃保存，自生产之日起 12 个月有效。室温保存，自生产之日起 3 个月有效。

注意事项

1. 本裂解液为无菌产品，请注意保持无菌，使用本产品时宜在超净工作台内进行。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Y240202

大连美仑生物技术有限公司

官网：<https://www.meilunbio.com/>

电话/邮箱：0411-62910999 sales@meilun.com

本产品仅供科研使用

