

## D-Hanks(不含酚红、钙镁);1 x Hanks' 平衡盐溶液

产品编号	产品名称	包装
MA0039	D-Hanks(不含酚红、钙镁);1 x Hanks' 平衡盐溶液	500ml

### 产品简介:

Hank's Balanced Salt Solution---Hank's 平衡盐溶液，一般用于配制细胞培养过程中的培养基或者清洗细胞。Hank's 平衡盐溶液是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一，主要由氯化钠、氯化钾、磷酸盐、碳酸氢钠、葡萄糖等组成，pH 值一般为 7.2 ~ 7.4。

美仑生产的 D-Hanks(不含酚红、钙镁)平衡盐溶液为即用型，经过滤除菌，可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途，使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。

### 组成成分:

组分	浓度 (单位: g/L)
NaCl	8.00
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	0.05
KCl	0.4
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	0.06
D-葡萄糖	1.00
NaHCO <sub>3</sub>	0.35

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
1	D-Hanks(不含酚红、钙镁);1 x Hanks' 平衡盐溶液	500ml
2	说明书	1 份

### 保存条件:

室温保存。

### 使用说明:

请根据实验具体要求使用。

### 注意事项:

1. 在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。