

Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液(20X)

产品编号: MA0467 规格: 100ml/500ml

产品内容

| 产品组成 | MA0467-1 | MA0467-2 |
|----------------------------|----------|----------|
| Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液(20X) | 100ml | 500ml |
| 说明书 | 1 份 | 1 份 |

产品简介

Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液(20X)是 Bis-Tris 体系蛋白预制胶产品的配套浓缩变性电泳缓冲液, 缓冲液经过无菌过滤灌装, 保证性质稳定不易变质。

使用说明

1. 本产品为浓缩液形式, 在使用时需使用超纯水稀释。
2. 在使用时, 量取 50ml Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液(20X), 加入 950ml 超纯水, 配制成 1×Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液。

保存条件

室温保存, 长期置于 2-8℃ 保存。自生产之日起 12 个月有效。

注意事项

1. 本产品只适用于 Bis-Tris 体系的聚丙烯酰胺凝胶电泳, 请勿用于其他缓冲体系。
2. 本产品含有 SDS, 适用于变性蛋白的凝胶电泳, 并注意在长期低温保存时, 可能存在 SDS 析出问题, 在室温放置并摇晃或在 37℃ 水浴锅中加热即可溶解。
3. 1×电泳缓冲液可回收使用, 但回收后尽量用做外槽电泳缓冲液重复使用, 若发现电泳效果下降, 请及时更换新鲜的电泳缓冲液。
4. 本产品为浓缩液, 在取用时注意不要引入其他杂质, 使用时无需分装和无菌操作。开瓶后长期不用时, 如瓶内溶液变浑浊, 应弃掉剩余溶液。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

Y240202

大连美仑生物技术有限公司

官网: <https://www.meilunbio.com/>

电话/邮箱: 0411-62910999 sales@meilun.com

本产品仅供科研使用

