

## MeilunGel SDS-PAGE Tris-Gly 电泳液(10×)

产品编号: MA0443 规格: 200ml/400ml

### 产品内容

产品组成	MA0443-1	MA0443-2
MeilunGel SDS-PAGE Tris-Gly 电泳液(10×)	200ml	400ml
说明书	1 份	1 份

### 产品简介

本产品是专用于 MeilunGel 蛋白预制胶专用电泳缓冲液。本产品为 10×浓缩液, 在使用时需稀释成 1×工作浓度。本品中含有 Tris、甘氨酸、SDS 三种组分。

### 使用说明

配制 1L 电泳缓冲液时, 准备超纯水 900ml, 向其中加入 100ml 本产品, 搅拌均匀即可使用。

### 保存条件

室温保存, 自生产之日起 12 个月有效。

### 注意事项

1. 回收的电泳缓冲液可以重复使用, 但使用中会消耗电泳缓冲液中各类离子。为了取得最佳的电泳效果, 建议使用次数最多不超过三次。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Y240202

大连美仑生物技术有限公司

官网: <https://www.meilunbio.com/>

电话/邮箱: 0411-62910999 sales@meilun.com

本产品仅供科研使用

